


Laborautomatisierung

Innovative Automatisierungslösungen für Milchlabore



Neue Wege in der Probeflaschenlogistik und Probenidentifikation

Rund um die Milch hat sich BARTEC mit innovativen Geräten und Systemlösungen einen Spitzenplatz unter den Anbietern weltweit erobert. Lebensmittelsicherheit ist wichtig, ganz besonders, wenn es um die Milch geht. Wir bieten Ihnen sichere und wirtschaftliche Lösungen für die Probenlogistik und Probenidentifikation.

Das Produktportfolio reicht von der Milchprobenflasche mit intelligentem TAG-Boden bis hin zu modernen Reinigungsanlagen, die höchsten Ansprüchen genügen.

Zahlreiche Umsetztische und kundenspezifische Lösungen sorgen für eine reibungslose Integration in das Labor.

Mehrwegflaschen Konzept

Die Mehrwegprobenflaschen von BARTEC helfen Ihrem Unternehmen Ressourcen zu schonen, Geld zu sparen und den Planeten zu schützen. Es ist eine Alternative zu großen Mengen an teurem Plastikmüll, der täglich durch Einwegflaschen erzeugt wird.



Das BARTEC Leistungsspektrum, ein ganzheitlicher Ansatz...




Probenflaschen

- Mehrwegflaschen mit Barcode- und/oder QR-Code Label
- RFID TAG-QR-Code-Label (speichert Informationen direkt auf der Flasche)



Flaschen-handhabung

- Rundmagazine (70 mit und 90 ohne Spirale) robust, stapelbar und einfach zu reinigen
- Bottle-Boxen (für 15, 30 oder 60 Stück) robust, stapelbar und kompakt



Automatisierungstische

- Verschiedene Versionen für unterschiedliche Anwendungen
- Flaschen aufheizen, schütteln, entstöpseln, identifizieren, verstöpseln
- Kontinuierliches Zuführen von Probeflaschen



Reinigungsanlagen

- Entstöpseln, entleeren, Innen- und Außenwäsche, Identifikationscheck, verstöpseln
- Befüllung mit Konservierungsmitteln und anderen flüssigen Zusätzen




Pipettierstation

- Entstöpseln, Flaschen identifizieren, pipettieren in verschiedene Behältnisse
- Kontinuierliches Zuführen von Kontrollproben
- Automatisches Wechseln der pipettierten Platten



Kontrollmilch Erzeugung

- Spezielles Mischverfahren für höchstmögliche Homogenisierung
- Flaschen identifizieren, befüllen, verstöpseln



Milab Win Software

- Verwaltung von Lieferantendaten
- Steuerung der Analysegeräte
- Probenverwaltung
- Auswertungen der Daten

Mit den flexiblen und verlässlichen Automatisierungslösungen von BARTEC erreichen Sie mit Ihrem Labor höhere Effizienz und Verlässlichkeit. Das Mehrwegflaschenkonzept hilft Tonnen von Plastikmüll zu vermeiden und die laufenden Kosten zu senken.

BARTEC - Ihr Partner für die Milchlaborautomatisierung.

BARTEC BENKE GmbH

Schulstr. 30
94239 Gotteszell
Deutschland

Tel.: +49 9929 3010
food@bartec.com

bartec.com